

- Hohe Geschwindigkeit dank rotierendem Sauganleger
- 30 Banderolierungen/Min.
- Eine grosse Vielfalt an Produkten wie Sachets oder Blisterpackungen werden zu Multipacks gestapelt und banderoliert
- *High speed thanks to the rotating vacuum feeder*
- *30 bandings/min.*
- *A wide variety of products like sachets or blister packs get stacked and banded to multipacks*


US-2000 RPB

ULTRASONIC
TECHNOLOGY 



Die US-2000 RPB (Rotary Pick & Place) stapelt und banderoliert pharmazeutische Produkte wie Blisterpackungen und Sachets. Der rotierende Anleger stapelt bis zu 400 Blisterpackungen/Min. Mit der US-2000 RPB können auch schwierig zu vereinzelnde Produkte verarbeitet werden.

The US-2000 RPB (Rotary Pick & Place) stacks and bands pharmaceutical products such as blister packs and sachets. The rotating feeder stacks up to 400 blister packs/min. Various other products, which are difficult to separate, are also processable with the US-2000 RPB.



Das Rotary Pick & Place System vereinzelt die Blisterpackungen aus dem Magazin und stapelt sie in Rotation und hoher Geschwindigkeit zu vorgewählten Versandeinheiten.

The Rotary Pick & Place System separates the blister packs from the depot in rotation and stacks them with high speed to preselected shipping units.



Die verarbeiteten Stapel werden auf dem Förderband aus der Anlage transportiert, um weiter verpackt zu werden.

The processed stacks get transported out of the machine by a conveyor belt for further packaging.

